

응급카트 약품·장비 위치 맵

4단 서랍 표준 배치 — 어느 직원이든 동일 동선으로 즉시 접근 (카트 측면 부착용)



카트 상단 · 외부 (항상 시인)

제세동기
AED · biphasic
패드 성인·소아 + 여분

모니터
5-parameter
ECG-NIBP-SpO₂-ETCO₂-Temp

산소
휴대용 산소통 (E)
regulator 부착

CPR 보조
CPR board · stepstool
벽시계 (압박 cycle)

서랍 1-4단 · 표준 inventory

1 AIRWAY · BREATHING

기도 · 환기 — 즉시 접근 1순위

- i-gel Size 3·4·5 각 2개 1차 advanced airway
- OPA Size 2·3·4·5 / NPA 6.0·7.0·7.5 mm
- Yankauer · suction catheter 12·14 Fr
- BVM 성인·소아 + reservoir bag
- ETT 6.5-8.0 mm · Mac 3-4 + bougie 15 Fr
- O₂ mask · NRM · nasal cannula · 윤활제

2 IV · DRUGS

IV 라인 · 약물 — Code 시 동시 접근

- Epinephrine 1 mg prefilled × 10A 모든 arrest 1차
- Naloxone 0.4 mg × 5A opioid 역전
- Atropine · Adenosine · MgSO₄ · Lidocaine
- IV 18·20·22G × 10 + 3-way · extension
- Amiodarone 150 mg/3 mL × 4A VF/pVT
- Flumazenil 0.5 mg × 4A BZD 역전
- NaHCO₃ · Ca gluconate · 50% dextrose
- NS 1L × 4 · Hartmann × 2 · pressure bag

3 CIRCULATION

순환 · 모니터링 보조

- AED 패드 여분 (성인·소아 각 1조)
- Norepinephrine · Dopamine (post-ROSC)
- Hydrocortisone · Methylprednisolone
- Glucometer + strip · thiamine
- ECG electrode 여분 + 12-lead 케이블
- Nitroglycerin SL/IV · Aspirin chewable
- Furosemide · Diphenhydramine
- (선택) IO device — EZ-IO

4 SUPPLIES · RECORDS

소모품 · 기록 — 사용 후 재정비 항목

- 거즈 · 반창고 · 압박붕대 · 토니켓
- NG/OG tube 12·14·16 Fr i-gel용 12 Fr 필수
- Code Blue 기록지 · 응급 플로우차트
- 이송 동의서 · Code Blue 사후 분석지
- 장갑 (멸균·일반) · 마스크 · 고글
- Sharps · 의료폐기물 박스 · 비닐백
- 119 · 한림대동탄성심병원 직통번호
- 여분 봉인 (tamper-evident seal)

파란 점
표준 비치 항목

주황 점
진정제 길항제 · 핵심 기록 (즉시 인지)

잠금 별도 보관
midazolam · fentanyl (마약·향정)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560 · 카트 측면 부착용

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ASGE 2018 Sedation Guideline · 대한소화기내시경학회 진정 가이드라인

서랍 라벨과 본 맵을 일치시켜 운영. 변경 시 매월 점검에서 최신화 확인.



상세 프로토콜

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/emergency/crash-cart-map/